


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd28 Umano Per Citometria A Flusso E Stimolazione Delle Cellule T - P10747

Numero articolo: CM0010975



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che targeting il CD28 umano (Tp44), un recettore di costimolazione delle cellule T. Adatto per la citometria a flusso e la stimolazione/attivazione delle cellule T in vitro. Ideale per la ricerca in immunologia e immuno-oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD28 umano
Osservazioni/Alias	Tp44
Specie	Umano
GeneID (Umano)	940
GeneID	940
Immunogeno	Proteina ricombinante del CD28 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC, stimolazione/attivazione delle cellule T in vitro
Reattività crociata	Umano
SWISS	P10747
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio