


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd28 Per Citometria A Flusso - P10747

Numero articolo: CM0005036



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD28 umano coniugato di alta qualità (clone Tp44) validato per la citometria a flusso. Ideale per studi sull'attivazione delle cellule T e sui checkpoint immunitari. Swiss-Prot: P10747.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Umano CD28 mAb
Osservazioni/Alias	Tp44
Specie	Umano
GeneID (Umano)	940
GeneID	940
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD28 umano lunghezza intera (P10747)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P10747
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio