

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd298/Atp1B3 Umano Per Fc - P54709

Numero articolo: CM0009067



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro il CD298/ATP1B3 umano, validato per citometria a flusso. Mira alla subunità beta-3 dell'ATPasi di trasporto sodio/potassio, ideale per la colorazione di superficie cellulare in applicazioni IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD298/ATP1B3 umano
Note/Alias	CD298; ATPB-3
Specie	Umano
GeneID (umano)	483
GeneID	483
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 66-279 del CD298/ATP1B3 umano (NP_001670.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P54709
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio