

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd298/Atp1B3 Umano Per Fc - P54709

Numero articolo: CM0008996



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , specifico per il riconoscimento di CD298/ATP1B3 umano, la subunità beta-3 non catalitica dell'ATPasi che trasporta sodio/potassio. Adatto per la citometria a flusso (FC), con immunogeno ricombinante e reattività crociata convalidata in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD298/ATP1B3 umano
Note/Alias	CD298; ATPB-3
Specie	Umano
ID del gene (umano)	483
ID del gene	483
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 66-279 di CD298/ATP1B3 umano (NP_001670.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P54709
Peso della proteina	32 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante