


## Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Cd30 Umano Per Fc - P28908

Numero articolo: CM0010436



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che mira al CD30 umano (Ki-1) per la citometria a flusso. Riconosce il membro della superfamiglia TNFR da 50-63kDa coinvolto nell'attivazione dei linfociti. Validato per la reattività crociata umana.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb coniglio anti-CD30 umano                                                                                                 |
| Osservazioni/Alias  | CD30; Ki-1; D1S166E                                                                                                          |
| Specie              | Umano                                                                                                                        |
| GeneID (Umano)      | 943                                                                                                                          |
| GeneID              | 943                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-379 del CD30 umano (NP_001234.3) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                        |
| Applicazione        | FC                                                                                                                           |
| Reattività crociata | Umano                                                                                                                        |
| SWISS               | P28908                                                                                                                       |
| Peso proteico       | 14kDa/50kDa/63kDa                                                                                                            |
| Spedizione          | Sacca refrigerante                                                                                                           |