


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd30 Umano Per Citometria A Flusso - P28908

Numero articolo: CM0009893



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che mira a CD30 umano (TNFRSF8, Ki-1). Riconosce il dominio extracellulare (aa 19-379). Per la rilevazione di cellule CD30+ tramite citometria a flusso. Reattività: umana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Human CD30
Note/Alias	CD30; Ki-1; D1S166E
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	943
ID gene	943
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-379 di CD30 umano (NP_001234.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P28908
Peso proteico	14kDa/50kDa/63kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio