

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd300A Umano Per Citometria A Flusso - Q9Ugn4

Numero articolo: CM0008107



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che bersaglia CD300a umano (CMRF35H, IRp60), validato per citometria a flusso. Rileva il recettore inibitorio su cellule NK, cellule T e mastociti. UniProt: Q9UGN4.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human CD300a mAb
Note/Alias	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	11314
ID Gene	11314
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-178 di CD300a umano (NP_009192.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umana
SWISS	Q9UGN4
Peso Proteico	33kDa/20kDa/12kDa/16.5kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio