

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd300A/C Umano Per Citometria A Flusso - Q9Ugn4/Q08708

Numero articolo: CM0009989



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD300a/c umano e validato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio dei recettori inibitori immunitari sulle cellule NK, sulle cellule T e su altri leucociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD300 a/c umano
Note/Alias	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
Specie	Umano
ID del gene	11314/10871 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-178 del CD300a umano (NP_009192.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9UGN4/Q08708
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante