


Coniglio Anti-Umano Cd300C Anticorpo Monoclonale Per If/Icc, Fc - Q08708

Numero articolo: CM0011872



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD300c coniugato , validato per immunofluorescenza (IF/ICC) e citometria a flusso (FC). Rileva CD300c, un recettore immunitario di membrana cellulare espresso su monociti, neutrofili e sottopopolazioni di linfociti. Per campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD300c mAb
Note/Alias	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10871
GeneID	10871
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-183 del CD300C umano (NP_006669.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q08708
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio