


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Uomo Cd300F/Irem-1 Per Fc - Q8Tdq1

Numero articolo: CM0008719



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-uomo CD300F/IREM-1 coniugato con per citometria a flusso. Bersaglia il recettore inibitorio sulle cellule mieloidi; coinvolto nell'eferocitosi e nella regolazione immunitaria. Validato su campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD300F/IREM-1 mAb
Note / Alias	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; CMRF35-like molecule 1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	146722
GeneID	146722
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-156 della proteina umana CD300F/IREM-1 (NP_620587.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q8TDQ1
Peso proteico	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio