

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd300F/Irem-1 Umano Per Fc - Q8Tdq1

Numero articolo: CM0005706



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato pronto all'uso, specifico per il CD300F/Irem-1 umano, validato per citometria a flusso. Ideale per rilevare il recettore inibitorio sulle cellule mieloidi, studiare l'efferocitosi e la regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-CD300F/Irem-1 umano
Note/Alias	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; CMRF35-like molecule 1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	146722
GeneID	146722
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-156 del CD300F/Irem-1 umano (NP_620587.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q8TDQ1
Peso Proteico	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio