


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd300F/Irem-1 Umano Per Citometria A Flusso - Q8Tdq1

Numero articolo: CM0011478



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia CD300F/IREM-1 umano (molecola 1 simile a CMRF35), validato per citometria a flusso. Questo recettore inibitorio regola la funzione delle cellule mieloidi, l'efferocitosi e le risposte allergiche. Ideale per studi di profilazione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Human CD300F/IREM-1
Annotazioni/Alias	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; CMRF35-like molecule 1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	146722
GeneID	146722
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-156 di CD300F/IREM-1 umano (NP_620587.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q8TDQ1
Peso proteico	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio