


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Uomo Cd300F/Irem-1 Per Citometria A Flusso - Q8Tdq1

Numero articolo: CM0005934



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia CD300F/IREM-1 umano, validato per citometria a flusso. Riconosce il recettore inibitorio sulle cellule mieloidi, coinvolto nella regolazione immunitaria e nell'eferocitosi. Adatto per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Human CD300F/IREM-1 mAb
Note/Alias	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; CMRF35-like molecule 1
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	146722
ID Gene	146722
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-156 di CD300F/IREM-1 umano (NP_620587.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	Q8TDQ1
Peso Proteico	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio