


Coniglio Anti-Umano Cd301/Clec10A Mab Per Fc - Q.8Iun9

Numero articolo: CM0004391



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting umano CD301/CLEC10A per citometria a flusso. Riconosce un recettore delle lectine di tipo C sulle APC che si lega a glicani terminanti GalNAc, rilevante nella ricerca immunologica e oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD301/CLEC10A mAb
Osservazioni/Alias	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14; CD301/CLEC10A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10462
GeneID	10462
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q8IUN9
Peso Proteico	28kDa/32kDa/35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio