

Coniglio Anti-Umano Cd301/Clec10A Anticorpo Monoclonale Per Fc - Q8Iun9

Numero articolo: CM0010938



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro CD301/CLEC10A umano (CLEC10A), validato per la citometria a flusso. Riconosce un recettore lectina di tipo C sulle cellule dendritiche; specifico per l'uomo. Per la ricerca in immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD301/CLEC10A mAb
Osservazioni/Alias	HML, MGL, HML2, CD301, CLECSF13, CLECSF14, CD301/CLEC10A
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10462
GenelD	10462
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 61-316 del CD301/CLEC10A umano (NP_878910.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q8IUN9
Peso Proteico	28kDa/32kDa/35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio