

Abflo®® 647 Coniglio Anti-Umano Cd303/Bdca-2 Anticorpo Monoclonale Per Fc - Q8Wtt0

Numero articolo: CM0007776



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato ABflo®® 647 di coniglio contro CD303/BDCA-2 umano (CLEC4C), validato per la citometria a flusso. Bersaglia il marcatore delle cellule dendritiche plasmacitoidi. Adatto per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ABflo®® 647 Coniglio anti-Umano CD303/BDCA-2 mAb
Osservazioni/Alias	CLEC4C; BDCA2; CD303; CLECSF11; CLECSF7; DLEC; HECL; PRO34150; famiglia dominio lectina di tipo C membro 4 C
Specie	umano
GeneID (umano)	170482
GeneID	170482
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q8WTT0
Peso Proteico	21kDa/25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio