

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Cd303/Bdca-2 Per Citometria A Flusso - Q8Wtt0

Numero articolo: CM0011860



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che mira al CD303/BDCA-2 umano (CLEC4C). Validato per la citometria a flusso, ideale per l'immunofenotipizzazione delle cellule dendritiche plasmacitoidi. SWISS: Q8WTT0.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio anti-Umano CD303/BDCA-2
Note/Alias	CLEC4C; BDCA2; CD303; CLECSF11; CLECSF7; DLEC; HECL; PRO34150; C-type lectin domain family 4 member C
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	170482
ID Gene	170482
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 45-213 del CD303/BDCA-2 umano (NP_569708.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q8WTT0
Peso Proteico	21kDa/25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio