

Coniglio Anti-Umano Cd303/Bdca-2 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - Q8Wtt0

Numero articolo: CM0008854



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD303/BDCA-2 umano, coniugato ad , validato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio delle cellule dendritiche plasmacitoidi e dei meccanismi di presentazione dell'antigene.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD303/BDCA-2 mAb
Osservazioni/Alias	DLEC; HECL; BDCA2; CD303; BDCA-2; CLECSF7; CLECSF11; PRO34150
Specie	Umano
GeneID (Umano)	170482
GeneID	170482
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 45-213 del CD303/BDCA-2 umano (NP_569708.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q8WTT0
Peso Proteico	21kDa/25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio