


Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Umano Cd304/Neuropilina-1 Per Citometria A Flusso - O14786

Numero articolo: CM0009792



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che riconosce il CD304/Neuropilina-1 umano (SWISS O14786) per citometria a flusso. Validato con immunogeno ricombinante comprendente il dominio extracellulare. Ideale per la ricerca sull'angiogenesi, lo sviluppo neuronale e l'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb coniugato Coniglio anti-Umano CD304/Neuropilina-1
Osservazioni/Alias	NP1; NRP; BDCA4; CD304; VEGF165R
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8829
GeneID	8829
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-644 del CD304/Neuropilina-1 umano (NP_003864.5).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O14786
Peso Proteico	68kDa/71kDa/103kDa
Spedizione	Sacca refrigerante