

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd305/Lair1 Umano Per Fc - Q6Gtx8

Numero articolo: CM0006117



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD305/LAIR1 umano per citometria a flusso (FC). Specifico per LAIR1 umano, espresso su cellule NK, T, B, monociti e cellule dendritiche. Ideale per l'analisi dei recettori delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD305/LAIR1 umano
Note/alias	LAIR1; CD305; LAIR-1; recettore 1 simile alle immunoglobuline associato ai leucociti
Specie	Umano
Gene ID (umano)	3903
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-163 di CD305/LAIR1 umano (NP_002278.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q6GTX8
Peso della proteina	23kDa/29kDa/31kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio