

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Umano Cd305/Lair1 Mab - Q6Gtx8

Numero articolo: CM0012268



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro il CD305/LAIR1 umano, validato per la citometria a flusso. Rileva il recettore inibitorio su cellule NK, T e B, supportando la ricerca in immunologia e immuno-oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD305/LAIR1
Note/Alias	LAIR1; CD305; LAIR-1; recettore 1 simile all'immunoglobulina associato ai leucociti
Specie	Umano
ID Gene	3903
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-163 del CD305/LAIR1 umano (NP_002278.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q6GTX8
Peso Proteico	23kDa/29kDa/31kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio