

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Cd307A/Fcrl1 Per Fc - Q96La6

Numero articolo: CM0010267

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro CD307a/FCRL1 umano (proteina simile al recettore Fc 1). Convalidato per la citometria a flusso in campioni umani, supporta l'analisi delle sottopopolazioni di cellule B e la ricerca sull'immunofenotipizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD307a/FCRL1
Note/Alias	FCRH1; IFGP1; IRTA5; CD307a
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	115350
ID Gene	115350
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-303 di CD307a/FCRL1 umano (NP_443170.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q96LA6
Peso proteico	47kDa/40kDa/22kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio