

## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd307A/Fcrl1 Per Fc - Q96La6

Numero articolo: CM0005122

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia CD307a/FCRL1 umano (FCRH1, IRTA5, CD307a). Validato per citometria a flusso. Adatto per lo studio dell'attivazione delle cellule B e delle vie di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Specifica                            |
|---------------------|--------------------------------------|
| Nome prodotto       | mAb coniglio anti-umano CD307a/FCRL1 |
| Note/Alias          | FCRH1; IFGP1; IRTA5; CD307a          |
| Specie              | Uomo                                 |
| ID gene (Uomo)      | 115350                               |
| ID gene             | 115350                               |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante                |
| Origine             | Coniglio                             |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                |
| Applicazione        | FC                                   |
| Reattività crociata | Uomo                                 |
| SWISS               | Q96LA6                               |
| Peso proteico       | 47kDa/40kDa/22kDa                    |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                |