

Coniglio Anti-Umano Cd307A/Fcrl1 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - Q96La6

Numero articolo: CM0004265

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting umano CD307a/FCRL1, validato per la citometria a flusso. Adatto per studi sulla segnalazione del recettore delle cellule B, immunofenotipizzazione e applicazioni di ricerca sulle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD307a/FCRL1 mAb
Osservazioni/Alias	FCRH1; IFGP1; IRTA5; CD307a
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	115350
Gene ID	115350
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 17-303 del CD307a/FCRL1 umano (NP_443170.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q96LA6
Peso Proteico	47kDa/40kDa/22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio