

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd307B (Fcrl2) Per Fc - Q96La5

Numero articolo: CM0004347

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato targeting umano CD307b (FCRL2) per citometria a flusso. Validato su campioni umani. CD307b può regolare lo sviluppo delle cellule B ed è preferenzialmente espresso nelle cellule B della memoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome prodotto	Coniglio anti-Umano CD307b mAb
Note/Alias	FCRH2, IFGP4, IRTA4, SPAP1, CD307b, SPAP1A, SPAP1B, SPAP1C
Specie	Umano
ID Gene	79368
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-395 del CD307b umano (NP_110391.2))
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a flusso)
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q96LA5
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio