

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd307B Per Fc - Q96La5

Numero articolo: CM0005869

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CD307b umano (FCRL2/IRTA4). Convalidato per citometria a flusso, idoneo per la ricerca sullo sviluppo dei linfociti B e sui linfociti B memoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche	Dettagli
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Human CD307b
Annotazioni / Alias	FCRH2; IFGP4; IRTA4; SPAP1; CD307b; SPAP1A; SPAP1B; SPAP1C
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	79368
GeneID	79368
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-395 di CD307b umano (NP_110391.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q96LA5
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio