

Coniglio Anti-Umano Cd307B Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - Q96La5

Numero articolo: CM0005863

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio coniugato di alta qualità mirato al CD307b umano (FCRL2) per citometria a flusso. Validato per la cross-reattività umana, peso proteico di 56 kDa, immunogeno ricombinante. Ideale per la ricerca di immunologia delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD307b mAb
Osservazioni/Alias	FCRH2; IFGP4; IRTA4; SPAP1; CD307b; SPAP1A; SPAP1B; SPAP1C
Specie	Umano
GeneID	79368
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-395 del CD307b umano (NP_110391.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Cross Reattività	Umano
SWISS	Q96LA5
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio