


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Cd314 Per Fc - P26718

Numero articolo: CM0010636



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro CD314 umano (NKG2D), validato per la citometria a flusso. Consente il rilevamento diretto dell'espressione del recettore attivante delle cellule NK negli studi immunologici e oncologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-umano CD314
Note/Alias	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E
Specie	Umano
ID gene (umano)	22914
ID gene	22914
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P26718
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante