


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Cd314 (Nkg2D) Per Fc - P26718

Numero articolo: CM0008716



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro il CD314 umano (NKG2D), validato per la citometria a flusso. Ideale per studi di immunosorveglianza e ricerca sull'attivazione delle cellule NK/T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio anti-Umano CD314
Note/Alias	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D1252489E
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	22914
ID Gene	22914
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 73-216 del CD314 umano (NP_031386.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P26718
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio