

Mab Coniglio Anti-Umano Cd317/Bst2 Per Fc - Q10589

Numero articolo: CM0009447



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio anti-umano CD317/BST2 (Tetherin/HM1.24), validato per citometria a flusso (FC). Bersaglia un fattore di restrizione antivirale di 20 kDa; adatto per ricerche sull'immunità innata e la gemmazione virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Human CD317/BST2
Note/Alias	CD317; HM1.24; TETHERIN
Specie	Umana
ID gene (umano)	684
ID gene	684
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 49-160 della proteina umana CD317/BST2 (NP_004326.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q10589
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio