

Coniglio Anti-Umano Cd317/Bst2 Mab Per Citometria A Flusso - Q10589

Numero articolo: CM0008602



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting su CD317/BST2 umano (Tetherin). Progettato per applicazioni di citometria a flusso. Utile per indagare i meccanismi di restrizione virale, lo sviluppo delle cellule B e il mieloma multiplo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD317/BST2 mAb
Osservazioni/Alias	CD317; HM1.24; TETHERIN
Specie	Umano
GeneID (Umano)	684
GeneID	684
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 49-160 del CD317/BST2 umano (NP_004326.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q10589
Peso Proteico	18kDa/19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio