

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd317/Bst2 Per Fc - Q10589

Numero articolo: CM0012269



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro CD317/BST2 (Tetherin) umano, validato per citometria a flusso (FC). Ideale per studiare la restrizione antivirale e la segnalazione immunitaria in campioni umani. 18-19 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD317/BST2 mAb
Note/Alias	CD317; HM1.24; TETHERIN
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	684
ID gene	684
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 49-160 di CD317/BST2 umano (NP_004326.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q10589
Peso proteico	18kDa/19kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio