

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd317/Bst2 Per Fc - Q10589

Numero articolo: CM0010677



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato contro CD317/BST2 (tetherin) umano, un fattore di restrizione dell'host antivirale e marcatore del mieloma multiplo. Per immunofenotipazione basata sulla citometria a flusso e ricerca antivirale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Umano CD317/BST2 mAb
Osservazioni/Alias	CD317; HM1.24; TETHERIN
Specie	Umano
GeneID (Umano)	684
GeneID	684
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 49-160 di CD317/BST2 umano (NP_004326.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q10589
Peso proteico	18kDa/19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio