

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Cd31/Pecam1 Per Fc - P16284

Numero articolo: CM0008784



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD31/PECAM1 umano, per applicazioni di citometria a flusso (FC). Validato su campioni umani, riconosce una proteina di 83 kDa. Ideale per studi su leucociti e cellule endoteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD31/PECAM1
Note/alias	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Specie	Umano
GeneID (umano)	5175
GeneID	5175
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-601 di CD31 umano (NP_000433.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P16284
Peso della proteina	83 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio