

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Umano Cd31/Pecam1 Per Citometria A Flusso - P16284

Numero articolo: CM0010940



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD31/PECAM1 umano, coniugato con il fluoroforo , per l'analisi in citometria a flusso di cellule endoteliali, piastrine e leucociti. Validato per FC, reagisce in modo incrociato con l'umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio anti-umano CD31/PECAM1
Note/Alias	CD31; PECA1; GPIIA ⁺ ; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Specie	Umano
GeneID	5175
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-601 di CD31/PECAM1 umano (NP_000433.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P16284
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio