

Anticorpo Monoclonale Coniglio Contro Cd326/Epcam Umano Per Fc - P16422

Numero articolo: CM0005021



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CD326/EPCAM umano, validato per citometria a flusso. Rileva la molecola di adesione delle cellule epiteliali per applicazioni di ricerca sul cancro e sulle cellule staminali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-CD326/EPCAM umano
Annotazioni/Alias	ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	4072
GeneID	4072
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-265 di CD326/EPCAM umano (NP_002345.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P16422
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio