

Coniglio Anti-Umano Cd326/Epcam Anticorpo Monoclonale Per If/Icc E Fc - P16422

Numero articolo: CM0005562



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting al CD326/EpCAM umano, validato per immunofluorescenza (IF/ICC) e citometria a flusso (FC). Ideale per la ricerca sulla molecola di adesione delle cellule epiteliali in studi sul cancro e sulle cellule staminali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD326/EPCAM mAb
Osservazioni/Alias	ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4072
GeneID	4072
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-265 del CD326/EPCAM umano (NP_002345.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P16422
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio