

Coniglio Anti-Umano Cd33 Mab Per Fc - P20138

Numero articolo: CM0009162



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro CD33 umano (Siglec-3, p67) per citometria a flusso. Rileva un antigene di superficie mieloide di ~40 kDa. Adatto per campioni umani. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD33 mAb
Osservazioni/Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Specie	Umano
GeneID (umano)	945
GeneID	945
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P20138
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio