

Coniglio Anti-Umano Cd33 Anticorpo Monoclonale Per Fc - P20138

Numero articolo: CM0011234



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting al CD33 umano (Siglec-3), validato per la citometria a flusso (FC) in campioni umani. Ideale per l'analisi delle cellule mielomonocitiche e microgliali; SWISS: P20138.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD33 mAb
Osservazioni/Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Specie	Umano
GeneID	945
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 18-259 del CD33 umano (NP_001763.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P20138
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio