

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd33 Per Citometria A Flusso - P20138

Numero articolo: CM0011611



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD33 per citometria a flusso, reattivo con la CD33 umana. Adatto per la rilevazione dell'antigene di superficie delle cellule mieloidi CD33, una lectina legante l'acido sialico coinvolta nella regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-umano CD33
Annotazioni/Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Specie	Umana
GeneID (Umana)	945
GeneID	945
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-259 della CD33 umana (NP_001763.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P20138
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio