

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd33 Per Citometria A Flusso - P20138

Numero articolo: CM0004807



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro la proteina umana CD33 (Siglec-3, gp67). Riconosce il dominio extracellulare. Validato per citometria a flusso. Ideale per l'immunofenotipizzazione di cellule mieloidi e microglia. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD33 mAb
Annotazioni/Alias	CD33; SIGLEC-3; SIGLEC3; p67; molecola CD33
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	945
ID gene	945
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-259 della CD33 umana (NP_001763.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P20138
Peso proteico	25kDa/33kDa/39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio