

Mab Coniglio Anti-Umano Cd335/Nkp46 - 076036

Numero articolo: CM0005405



introduzione

anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD335/NKp46 per l'immunofluorescenza e la citometria a flusso per la rilevazione del recettore triggerante la citotossicità naturale 1 sulle cellule NK. Validato su campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-umano CD335/NKp46
Annotazioni/Alias	NCR1; CD335; LY94; NK-p46; NKP46; recettore triggerante la citotossicità naturale 1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	9437
GeneID	9437
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-254 della CD335/NKp46 umana (NP_004820.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	076036
Peso proteico	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio