

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Humano Cd335/Nkp46 Per Fc - O76036

Numero articolo: CM0012537



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro il CD335/NKp46 umano, validato per citometria a flusso. Riconosce il recettore 1 scatenante la citotossicità naturale sulle cellule NK. Solo per uso nella ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-Humano CD335/NKp46
Note/Alias	LY94; CD335; NKP46; NK-p46
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9437
ID Gene	9437
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-254 del CD335/NKp46 umano (NP_004820.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O76036
Peso Proteico	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio