

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Cd335/Nkp46 Per If/Icc E Fc - O76036

Numero articolo: CM0009028



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro CD335/NKp46 (NCR1) umano. Adatto per la rilevazione delle cellule NK mediante IF/ICC e citometria a flusso. Validato su campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-umano CD335/NKp46
Note/alias	NCR1; CD335; LY94; NK-p46; NKP46; recettore 1 che innesca la citotossicità naturale
Specie	Umana
GeneID (umano)	9437
GeneID	9437
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-254 del CD335/NKp46 umano (NP_004820.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	O76036
Peso della proteina	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
Spedizione	Borsa refrigerante