

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd335/Nkp46 Umano Per If/Icc, Fc - O76036

Numero articolo: CM0010427



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro CD335/NKp46 umano (NCR1), validato per immunofluorescenza e citometria a flusso. Ideale per la ricerca sulle cellule natural killer e l'immunofenotipizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD335/NKp46 umano
Note/alias	NCR1, CD335, LY94, NK-p46, NKP46, recettore 1 che attiva la citotossicità naturale
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	9437
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 22-254 del CD335/NKp46 umano (NP_004820.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O76036
Peso della proteina	21 kDa/22 kDa/23 kDa/32 kDa/34 kDa (isoforme multiple)
Spedizione	Ghiaccio in busta