

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Umano Cd336/Nk-P44 Per Fc - O95944

Numero articolo: CM0010171



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità coniugato con contro il CD336/NK-p44 umano (NCR2). Validato per la citometria a flusso (FC) delle cellule natural killer attivate; 31kDa. Ideale per l'immunologia tumorale e la ricerca sulle cellule NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Umano CD336/NK-p44
Osservazioni/Alias	LY95; CD336; NKP44; NK-p44; dj149M18.1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9436
GeneID	9436
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-190 del CD336/NK-p44 umano (NP_004819.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O95944
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Sacca refrigerante