

Coniglio Anti-Umano Cd337/Nkp30 Anticorpo Monoclonale Per Fc - O14931

Numero articolo: CM0009679



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato derivato da coniglio che targeting CD337/NKp30 umano, validato per citometria a flusso. Adatto per lo studio della citotossicità mediata dalle cellule NK e della maturazione delle cellule dendritiche nella ricerca immuno-oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD337/NKp30 mAb
Osservazioni/Alias	1C7; MALS; CD337; LY117; NKp30
Specie	Umano
GeneID (Umano)	259197
GeneID	259197
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-135 del CD337/NKp30 umano (NP_667341.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	O14931
Peso Proteico	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio