

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd337/Nkp30 Umano Per Citometria A Flusso - O14931

Numero articolo: CM0011089



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD337/NKp30 umano e validato per la citometria a flusso. Adatto per la ricerca sulle cellule natural killer, l'immunologia dei tumori e gli studi sulla citotossicità delle cellule NK. Reagisce con l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD337/NKp30 umano
Note/alias	1C7; MALS; CD337; LY117; NKp30
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	259197
GeneID	259197
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-135 del CD337/NKp30 umano (NP_667341.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O14931
Peso della proteina	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Spedizione	Borsa refrigerante