

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Umano Cd337/Nkp30 Per Citometria A Flusso - O14931

Numero articolo: CM0004132



introduzione

Anticorpo monoclonale di alta qualità di coniglio mirato all'umano CD337/NKp30 (NCR3) per citometria a flusso. Ideale per studiare la citotossicità delle cellule NK, l'immunologia tumorale e la maturazione delle cellule dendritiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD337/NKp30
Note/Alias	1C7; MALS; CD337; LY117; NKp30
Specie	Umano
GeneID (Umano)	259197
GeneID	259197
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-135 dell'umano CD337/NKp30 (NP_667341.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a flusso)
Reattività incrociata	Umano
SWISS	O14931
Peso proteico	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio