

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Cd337/Nkp30 Per If/Icc E Fc (Intra) - O14931

Numero articolo: CM0006067



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD337/NKp30 coniugato con , validato per IF/ICC e citometria a flusso intracellulare. Targetizza il recettore 3 che attiva la citotossicità naturale (NCR3), espresso sulle cellule NK; reattivo per l'uomo, O14931.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-umano CD337/NKp30
Note/alias	NCR3; 1C7; CD337; LY117; MALS; NKp30; recettore 3 che attiva la citotossicità naturale
Specie	Uomo
GeneID (umano)	259197
GeneID	259197
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-135 del CD337/NKp30 umano (NP_667341.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC (intra)
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O14931
Peso della proteina	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Spedizione	Borsa refrigerante